


## 📍 ペニシリンアレルギーに対する経口負荷試験

チャレンジテストは自宅にて実施(診察時間内)

テスト使用薬 : ワイドシリン細粒20% (0.5grで分包しておく)

5mlシリンジを無料でお渡し

	小児	大人
テスト液	ワイドシリン細粒20%1包(0.5gr)を 10mlの水で溶解	
テスト使用薬	テスト液1ml (通常1回量の1/10量を使用)	1包(0.5gr)
1時間 	アレルギー反応なければ ペニシリン療法可	

内服後、気になる症状があれば医院へ連絡



☎0436-22-0011

検査中はアレルギー症状出現の有無に注視する  
アレルギー症状出現時は、医院に連絡  
診察へ

### ●即時型アレルギー

IgEにより数分から数時間 皮膚掻痒症で発症24h以内に消退

### ●遅延型アレルギー

T細胞の反応は数日後 かゆみの少ない発疹が24h以上続く

重篤なT細胞の反応は数週後 粘膜皮膚反応 臓器障害がある

~~~~~ 数日後の遅延型アレルギー症状出現時も医院へご連絡ください ~~~~~